

Dane aktualne na dzień: 06-04-2020 23:33

Link do produktu: <http://www.sklep.rokodent.com/autonomiczny-modul-full-denture-p-1068.html>



Autonomiczny moduł FULL DENTURE

Cena **3 700,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Numer katalogowy **CCO217**

Opis produktu

Autonomiczny moduł FULL DENTURE to cyfrowe rozwiązanie dla tradycyjnych protez akrylowych. Program umożliwia cyfrową analizę modelu i na jej podstawie przedstawia sugerowane ustawienie zębów. Tak przygotowaną protezę można zlecić do druku 3D, frezowania lub kombinacji obu metod.

Do pracy modułu konieczne jest nabycie klucza elektronicznego **DentalDB**.