

Link do produktu: <http://www.sklep.rokodent.com/grinder-frezarka-do-lukow-p-1072.html>



## GRINDER - frezarka do łuków

Cena **1 980,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **GPU501**

### Opis produktu

Automatyczna frezarka pozwalająca na docinanie łuków zębowych wykonanych metodą klasyczną, jak również gipsowych łuków z osadzonymi w nich pinami. Uniwersalność tego urządzenia zapewnia zastosowanie jednej z dwóch wymiennych płyt roboczych.

Niweluje ryzyko złamania modelu jak podczas obróbki ręcznej mikrosiłnikiem, oszczędza czas i pozostawia gładką powierzchnię nie wymagającą szlifowania. Możliwość podłączenia wyciągu lub bezpośredniego worka filtracyjnego, co pozwala utrzymać czystość miejsca pracy.

#### **Parametry techniczne:**

- Napięcie zasilania - 230V/50Hz
- Moc - 167 W
- Obroty - 3200 obr/min
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 210 x190 x 290 mm
- Waga - 7,5 kg