

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/moonwhite-2-skaner-protetyczny-3d-p-1074.html>



## MOONWHITE 2 - skaner protetyczny 3D

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>42 925,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>CCU445</b>        |

### Opis produktu

Nowoczesny dentystyczny skaner 3D idealny zarówno dla początkujących jak i ekspertów. Urządzenie pracuje na standardowych plikach STL i jest kompatybilne ze wszystkimi otwartymi systemami dostępnymi na rynku.

#### **Cechy skanera:**

- bardzo stabilna i trwała konstrukcja obudowy wykonana w całości z aluminium
- obsługuje skanowanie 3D większości artkulatorów takich jak m.in.: Artex, Kavo, Ar.Go, SAM
- skanowanie wycisków przy użyciu zoptymalizowanego uchwytu typu Jig
- skanowanie tekstur oraz kolorowych projektów naniesionych na model
- wysoka prędkość skanowania oraz przesyłania danych do komputera
- nowoczesne kamery z ultra szybkim interfejsem
- zoptymalizowana forma przetwarzania danych przez sieć LAN
- import oraz eksport otwartych plików STL, OBJ

#### **Zakres dostawy, korzyści dla klienta:**

- skaner
- podstawka MultiDie adapter
- płytko do kalibracji
- oprogramowanie skanera z dożywotnią licencją
- szkolenie z obsługi skanera
- szkolenie z projektowania EXOCAD
- wsparcie techniczne oraz pomoc merytoryczna bezpłatnie przez cały okres użytkowania
- transport, instalacja oraz uruchomienie skanera i programu EXOCAD

---

#### **Charakterystyka:**

- Źródło światła: białe strukturalne
- Format pliku: STL, OBJ
- Rozdzielczość kamer: 2 x 1,3 Mpix,
- Skanowanie w kolorze, skanowanie tekstur
- Dokładność skanowania:
- Czas skanowania pełnego łuku:
- Czas skanowania 1 punktu:
- System skanowania: 2 osie

#### **Dane techniczne:**

- Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, DC 24 V
- Interfejs PC: USB 3.0
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 275 x 395 x 400 mm
- Waga: 13,0 kg