

Link do produktu: <http://www.sklep.rokodent.com/vxs-cad-plus-exocad-p-1058.html>



VXS CAD plus EXOCAD

Cena **54 800,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Numer katalogowy **CCU441**

Opis produktu

Nowoczesny dentystyczny skaner 3D idealny zarówno dla początkujących jak i ekspertów.

Urządzenie pracuje na standardowych plikach STL i jest kompatybilne ze wszystkimi otwartymi systemami dostępnymi na rynku.

Cechy skanera:

- bardzo stabilna i trwała konstrukcja obudowy wykonana w całości z aluminium
- obsługuje skanowanie 3D większości artykulatorów takich jak m.in.: Artex, Kavo, Ar.Go, SAM
- skanowanie wycisków przy użyciu zoptymalizowanego uchwytu typu Jig
- skanowanie tekstur oraz kolorowych projektów naniesionych na model
- wysoka prędkość skanowania oraz przesyłania danych do komputera
- nowoczesne kamery z ultra szybkim interfejsem
- zoptymalizowana forma przetwarzania danych przez sieć LAN
- import oraz eksport otwartych plików STL, OBJ, PLY

Zakres dostawy, korzyści dla klienta:

- skaner
- podstawka do artykulatora Arti Base
- podstawka MultiDie adapter
- podstawka Model Holder
- płytki do kalibracji
- oprogramowanie skanera z dożywotnią licencją
- oprogramowanie EXOCAD (Plovdiv) - licencja podstawowa
- szkolenie z obsługi skanera
- szkolenie z projektowania EXOCAD
- wsparcie techniczne oraz pomoc merytoryczna bezpłatnie przez cały okres użytkowania
- transport, instalacja oraz uruchomienie skanera i programu EXOCAD

Charakterystyka:

- Źródło światła: białe strukturalne
- Format pliku: STL, OBJ, OFF, PLY
- Rozdzielczość kamer: 2 x 2,0 Mpix,
- Skanowanie w kolorze, skanowanie tekstur
- Dokładność skanowania: