

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/zywica-custom-tray-1-litr-p-1119.html>

Żywica CUSTOM TRAY (1 litr)



Cena	1 476,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CCM530
Producent	FORMLABS

Opis produktu

Specjalistyczna żywica FORMLABS opracowana do drukowania niestandardowych łyżek wyciskowych na implanty, protezy, korony i mosty oraz inne wyroby stomatologiczne. Łyżki wyciskowe z drukarki 3D zapewniają powtarzalne, dokładne wyciski, są wygodne zarówno dla dentysty, jak i dla pacjenta. Drukuj łyżki wyciskowe według potrzeb we własnym gabinecie: szybko, tanio i wygodnie. Obsługiwana wysokość warstw: 200 mikrometrów.

Charakterystyka:

- Materiał spełnia normy dla wyrobów medycznych i został oceniony zgodnie z ISO 10993-1: 2018,
- Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 1: Ocena i testowanie w ramach procesu zarządzania ryzykiem oraz ISO 7405: 2009 / (R) 2015, Stomatologia – Ocena biokompatybilności.

