

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/acron-24-mm-s-p-637.html>



## ACRON 24 mm S

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>42,40 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>TEM609</b>     |
| Producent        | <b>ROKO S.C.</b>  |

### Opis produktu

**ACRON** jest przeznaczony do wykonywania płyt protez częściowych – osiadających i częściowych podpartych, elementów retencyjnych w metalowych protezach szkieletowych, mikroprotez, utrzymywaczy przestrzeni. Materiał jest przeznaczony do wykonywania protez dentystycznych wyłącznie metodą wtrysku pod ciśnieniem. Stosowanie wtryskarki MULTIPRESS gwarantuje najlepsze efekty pracy.

Idealna czystość chemiczna ACRONU sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

### Zalety protez wykonanych z tworzywa ACRON w porównaniu z klasycznymi protezami akrylowymi:

- brak widocznych klamer
- wysoka estetyka protezy
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki

- 
- nie wywołuje reakcji alergicznych
  - klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia
  - całkowita biogodność – potwierdzona certyfikatami
  - możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
  - najniższa chłonność wilgoci
  - łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
  - wysoka stabilność koloru
  - możliwość regulacji sztywności płyty
  - brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
  - ACRON CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

#### **Dane techniczne:**

Temperatura formy 90-100 °C

Temperatura topienia 260-280 °C

Czas topienia 14-20 min.

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**KOLOR:** AJ-LIGHT PINK , AK-KLASSIK , AL-LIGHT , AP-PINK , AR-REGULAR , AS-STANDARD , AT-TRANSPARENT