

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 06:30

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/acron-granulat-250-g-p-714.html>

## ACRON GRANULAT 250 g



Cena	<b>495,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TEM613</b>
Producent	<b>ROKO S.C.</b>

### Opis produktu

**ACRON** jest przeznaczony do wykonywania płyt protez częściowych – osiadających i częściowych podpartych, elementów retencyjnych w metalowych protezach szkieletowych, mikroprotez, utrzymywaczy przestrzeni. Materiał jest przeznaczony do wykonywania protez dentystycznych wyłącznie metodą wtrysku pod ciśnieniem. Stosowanie wtryskarki MULTIPRESS gwarantuje najlepsze efekty pracy.

Idealna czystość chemiczna ACRONU sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa ACRON w porównaniu z klasycznymi protezami akrylowymi:

- brak widocznych klamer
- wysoka estetyka protezy
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia
- całkowita biogodność – potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji

---

najniższa chłonność wilgoci

łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku

wysoka stabilność koloru

możliwość regulacji sztywności płyty

brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów

ACRON CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

**Dane techniczne:**

Temperatura formy 90-100 °C

Temperatura topienia 260-280 °C

Czas topienia 14-20 min.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**KOLOR:** AJ-LIGHT PINK , AK-KLASSIK , AL-LIGHT , AP-PINK , AR-REGULAR , AS-STANDARD , AT-TRANSPARENT