

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/aria-lt-konsola-skanera-wewnatrzustnego-p-1209.html>

ARIA LT - konsola skanera wewnątrzustnego



Cena	4 390,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CCU452
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

Mobilna konsola do integracji skanerów wewnątrzustnych z komputerami stacjonarnymi PC.

- Wodoodporna obudowa z laminatu epoksydowego chroni podzespoły komputera przed zalaniem i zniszczeniem.
- Występuje w wersji instalacyjnej przeznaczonej do komputerów PC w tradycyjnych obudowach.
- Konsola wyposażona jest w obszerny, wygodny aluminiowy stolik pod tradycyjną klawiaturę.
- Ażurowa tylna ścianka konsoli pozwala na skuteczną wentylację znajdującego się wewnątrz komputera PC.
- Po uchyleniu drzwiczek jest wygodny dostęp do przyłączy i elementów sterowania komputera PC.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1150 x 445 x 750 mm
- Waga: 16,0 kg
- Gwarancja - 2 lata