

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/aria-xp-k-konsola-skanera-wewnatrzustnego-p-1208.html>

ARIA XP-K - konsola skanera wewnątrzustnego



Cena	6 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CCU451
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

Mobilna konsola do integracji skanerów wewnątrzustnych z komputerami stacjonarnymi. Umożliwia zainstalowanie wewnątrz komponentów komputera.

- Wodoodporna obudowa z laminatu epoksydowego chroni podzespoły komputera przed zalaniem i zniszczeniem.
- Wewnątrz konsoli znajduje się konstrukcja do montażu płyty głównej, zasilacza, kart graficznych, wentylacji i innych podzespołów komputera PC.
- Aluminiowy panel z membranową klawiaturą jest odporny na zalanie wodą i środki do dezynfekcji.
- Stolik umożliwiający wygodne umiejscowienie i obsługę klawiatury oraz myszki.
- Panel klawiatury w wersji standard lub z manipulatorem 3D.
- Ergonomiczny uchwyt pomaga w przemieszczaniu konsoli.
- Dotykowy monitor dostosowany jest do pracy w lateksowych rękawiczkach.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1060 x 340 x 600 mm
- Waga: 16,0 kg
- Gwarancja - 2 lata