

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/aria-zf-k-konsola-skanera-wewnatrzustnego-p-1210.html>

ARIA ZF-K - konsola skanera wewnątrzustnego



Cena	3 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CCU453
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

Mobilna konsola do integracji skanerów wewnątrzustnych z komputerami stacjonarnymi PC.

- Wygodny aluminiowy stolik pod tradycyjną klawiaturę z regulacją wysokości.
- Regulowane uchwyty umożliwiają zainstalowanie różnych rozmiarów obudowy komputera PC.
- Regulacja wysokości i kąta pochylecia monitora.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1290 x 490 x 650 mm
- Waga: 9,0 kg
- Gwarancja - 2 lata