

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/artykulator-a7-plus-arquimedes-p-761.html>



## Artykulator A7 Plus Arquimedes

Cena	<b>1 690,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GPA001</b>

### Opis produktu

Artykulator jest instrumentem służącym do odtworzenia i symulacji relacji żuchwy i szczęki oraz ruchów żuchwy w laboratorium protetycznym w procesie wytwarzania protez dentystycznych zgodnych z warunkami okluzyjnymi pacjenta. Mogą to być dentystyczne protezy ruchome całkowite i częściowe, protezy stałe jak korony i mosty oraz inne konstrukcje rehabilitacji układu stomatologicznego, jak np. szyny nagryzowe, relaksacyjne, ochroniacze dla sportowców, aparaty ortodontyczne itp.

#### Specyfikacja techniczna:

- Typ - Arcon
- Przewodnik kłykciowy - łuk/regulowany
- Kąt Benetta - regulowany
- Odległość międzykłykciowa - stała 110 mm
- Zamek centralny - TAK
- System stabilizacji - łączniki silikonowe
- Szybka zmiana strony - NIE
- Regulacja protruzji - NIE