

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/artykulator-mestra-semi-p-775.html>

Artykulator MESTRA SEMI



Cena	606,00 zł
------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	GPA008
------------------	---------------

Opis produktu

Artykulator jest instrumentem służącym do odtworzenia i symulacji relacji żuchwy i szczęki oraz ruchów żuchwy w laboratorium protetycznym w procesie wytwarzania protez dentystycznych zgodnych z warunkami okluzyjnymi pacjenta. Mogą to być dentystyczne protezy ruchome całkowite i częściowe, protezy stałe jak korony i mosty oraz inne konstrukcje rehabilitacji układu stomatologicznego, jak np. szyny nagryzowe, relaksacyjne, ochroniacze dla sportowców, aparaty ortodontyczne itp.

Specyfikacja techniczna:

- Typ - Arcon
- Przewodnik kłykciowy - łuk/regulowany
- Kąt Benetta - regulowany
- Odległość międzykłykciowa - stała 110 mm
- Zamek centralny - TAK
- System stabilizacji - łączniki silikonowe
- Szybka zmiana strony - NIE
- Regulacja protruzji - NIE