


Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:47

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/autonomiczny-modul-partial-cad-p-1066.html>

## Autonomiczny moduł PARTIAL CAD



Cena	<b>3 019,90 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>CCO215</b>
Producent	<b>EXOCAD</b>

### Opis produktu

**Autonomiczny moduł PARTIAL CAD** - najbardziej zaawansowany Sensable Dental Lab System (SDLS) do projektowanie protez szkieletowych bez konieczności powielania modelu, automatyczne blokowanie podcieni. Obszerny wybór klamer, podparć, zatrząsków itp. oraz łatwy sposób projektowania i modelowania nowych elementów.

Do pracy modułu konieczne jest nabycie klucza elektronicznego **DentalDB**.