

---

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 07:46

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/bijou-90-gaz-ziemny-p-383.html>

## BIJOU 90 GAZ ZIEMNY



Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>MDA362</b>
------------------	---------------

Producent	<b>RENFERT</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

- Wielkość płomienia ustawiana jest poprzez dwie pionowe rurki;
  - Nastawianie doprowadzenia gazu poprzez bezstopniową dźwignię uchylną;
  - Indywidualna regulacja doprowadzenia tlenu pokrętkiem;
  - Dzięki wmontowanej siatce możliwe jest wychylenie 30° w każdym kierunku.
- Ciśnienie podłączeniowe 50 mbar; zużycie 48 g/h.