
Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 21:03

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/bijou-90-gaz-ziemny-p-383.html>

BIJOU 90 GAZ ZIEMNY



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	MDA362
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------

Opis produktu

- Wielkość płomienia ustawiana jest poprzez dwie pionowe rurki;
 - Nastawianie doprowadzenia gazu poprzez bezstopniową dźwignię uchylną;
 - Indywidualna regulacja doprowadzenia tlenu pokrętłem;
 - Dzięki wmontowanej siatce możliwe jest wychylenie 30° w każdym kierunku.
- Ciśnienie podłączeniowe 50 mbar; zużycie 48 g/h.