

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/champion-3-mikrosilnik-protetyczny-p-79.html>

CHAMPION 3 - mikrosilnik protetyczny



Cena	790,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU076
Producent	SAEYANG MICROTECH

Opis produktu

Mikrosilnik zaprojektowany dla gabinetów kosmetycznych, jest przystosowany do pracy przy małych prędkościach narzędziami o dużej średnicy. Regulator charakteryzuje się interesującym wzornictwem i wysoką estetyką. Silnik jest wyjątkowo lekki – waży tylko 145 g, dzięki czemu dostosowany jest do małych dłoni i zapewnia komfort podczas długotrwałej pracy.

Dodatkową zaletą jest metalowa obudowa silnika odporna na substancje chemiczne stosowane w kosmetyce.

Bardzo lekka rączka – tylko 145 g
Obudowa silnika odporna na chemikalia
Moc – 40 W
Prędkość do 30.000 obr/min
System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem
Estetyczny regulator o niewielkich gabarytach
Niski poziom wibracji i hałasu.
Pedał ON/OFF
Wybór kierunku obrotów prawe/lewe
Funkcje:
ochrona przed przegrzaniem

Przeznaczenie :

stomatologia – bez ograniczeń, kosmetyka – manicure
technika dentystyczna – akryl, kompozyt, ceramika

UWAGA

Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich.

Firma ROKO: oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia.

Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności na ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.