

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-3p-piaskarka-protetyczna-p-31.html>

COBRA 3P - piaskarka protetyczna



Cena	5 620,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ODU028
Producent	ROKO

Opis produktu

COBRA 3P to rodzina piaskarek piórowych. Cztery moduły oraz trzy rozmiary dysz, zapewniają pełne spektrum możliwości piaskowania piaskiem korundowym jak i szklanymi perełkami o dowolnej wielkości ziarna.

- **uszczelka** zaprojektowana specjalnie dla piaskarek Cobra, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- **oświetlenie LED** dokładnie oświetla pole pracy.
- **folia ochronna** zabezpiecza szybę przed nadmiernym zużyciem.
- **układ cyrkulacji powietrza** wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50%.
- **konstrukcja injectora** zapewnia jednolity, pozbawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.
- **modułowa konstrukcja** umożliwia rozbudowę piaskarki w dowolnym okresie eksploatacji.
- **masywne zbiorniki** z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji.
- **szeroki wybór dysz** (0.7 mm, 1.0 mm, 1.2 mm) pozwala na dopasowanie do gradacji piasku
- **zwarta obudowa** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.
- **piaskarki piórkowe można rozbudować do dwu funkcyjnych (wersja MIX P, MIX 2P, MIX 3P lub mix 4p) poprzez zamontowanie do nich dodatkowego zbiornika i dyszy stacjonarnej.**

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

Parametry techniczne:

- ilość dysz piórowych - 3
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 285 x 470 x 520 mm
- waga - 10,5 kg

Gwarancja - 3 lata