

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-m-piaskarka-protetyczna-p-36.html>

COBRA M - piaskarka protetyczna



Cena	2 300,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODU033
------------------	---------------

Producent	ROKO
-----------	-------------

Opis produktu

COBRA M jest modulem piaskarki piórowej umożliwiającym precyzyjne piaskowanie, zapewnia profesjonalną technologię przy zachowaniu mobilności urządzenia.

- **masywne zbiorniki** z transparentnego tworzywa gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji,
- **szeroki wybór dysz** (0.7 mm, 1.0 mm, 1.2 mm) pozwala na dopasowanie do gradacji piasku

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

Parametry techniczne:

- ilość dysz piórowych - 1
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 260 x 120 x 210 mm
- waga - 1,7 kg