

---

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:47

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/comfort-4-plaski-p-575.html>



## COMFORT 4 płaski

Cena	<b>29,80 zł</b>
------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>CRA383</b>
------------------	---------------

### Opis produktu

Pędzelki do modelowania ceramiki serii COMFORT przeznaczone są dla techników ceniących uniwersalność narzędzia, którym formują ceramikę. Włosie z syntetycznego tworzywa, uformowane jest w ostry szpic. Dzięki zwiększonej sprężystości i odpowiednio dobranej chłonności wilgoci pędzle te znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest szybka i precyzyjna praca. Ergonomicznie uformowana rączka sprawia, że podczas pracy pędzlami COMFORT dłoń nie jest narażona na przemęczenie i modelowanie ceramiki staje się przyjemnością.