

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/corsoart-b-ac-line-p-762.html>



## CORSOART B AC-Line

Cena	<b>1 818,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GPA004</b>
Producent	<b>MALZER DENTAL</b>

### Opis produktu

Artykulator jest instrumentem służącym do odtworzenia i symulacji relacji żuchwy i szczęki oraz ruchów żuchwy w laboratorium protetycznym w procesie wytwarzania protez dentystycznych zgodnych z warunkami okluzyjnymi pacjenta. Mogą to być dentystyczne protezy ruchome całkowite i częściowe, protezy stałe jak korony i mosty oraz inne konstrukcje rehabilitacji układu stomatologicznego, jak np. szyny nagryzowe, relaksacyjne, ochroniacze dla sportowców, aparaty ortodontyczne itp.