

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/corsoart-bk-ac-line-p-765.html>



CORSOART BK AC-Line

Cena	2 525,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GPA005
Producent	MALZER DENTAL

Opis produktu

Artykulator jest instrumentem służącym do odtworzenia i symulacji relacji żuchwy i szczęki oraz ruchów żuchwy w laboratorium protetycznym w procesie wytwarzania protez dentystycznych zgodnych z warunkami okluzyjnymi pacjenta. Mogą to być dentystyczne protezy ruchome całkowite i częściowe, protezy stałe jak korony i mosty oraz inne konstrukcje rehabilitacji układu stomatologicznego, jak np. szyny nagryzowe, relaksacyjne, ochroniacze dla sportowców, aparaty ortodontyczne itp.