

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/corsoart-bk-s-line-p-766.html>



## CORSOART BK S-Line

Cena	<b>2 727,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GPA007</b>
Producent	<b>MALZER DENTAL</b>

### Opis produktu

Artykulator jest instrumentem służącym do odtworzenia i symulacji relacji żuchwy i szczęki oraz ruchów żuchwy w laboratorium protetycznym w procesie wytwarzania protez dentystycznych zgodnych z warunkami okluzyjnymi pacjenta. Mogą to być dentystyczne protezy ruchome całkowite i częściowe, protezy stałe jak korony i mosty oraz inne konstrukcje rehabilitacji układu stomatologicznego, jak np. szyny nagryzowe, relaksacyjne, ochroniacze dla sportowców, aparaty ortodontyczne itp.