

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:54

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/corsofix-a-p-767.html>

CORSOFIX A



Cena	2 424,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GPA103
Producent	MALZER DENTAL

Opis produktu

Łuk twarzowy jest instrumentem do rejestracji pozycji szczęki pacjenta w stosunku do głów stawowych, stawu skroniowo-zuchwowego oraz przeniesienia tej relacji do artykulatora.