

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/corsofix-a-p-767.html>

## CORSOFIX A



Cena	<b>2 424,00 zł</b>
------	--------------------

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
------------	----------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>GPA103</b>
------------------	---------------

Producent	<b>MALZER DENTAL</b>
-----------	----------------------

### Opis produktu

Łuk twarzowy jest instrumentem do rejestracji pozycji szczęki pacjenta w stosunku do głów stawowych, stawu skroniowo-zuchwowego oraz przeniesienia tej relacji do artykulatora.