

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/corsofix-s-p-770.html>

## CORSOFIX S



Cena	<b>2 525,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GPA104</b>
Producent	<b>MALZER DENTAL</b>

### Opis produktu

Łuk twarzowy jest instrumentem do rejestracji pozycji szczęki pacjenta w stosunku do głów stawowych, stawu skroniowo-zuchwowego oraz przeniesienia tej relacji do artykulatora.

Seria łuków twarzowych CORSOFIX charakteryzuje się bardzo łatwą i szybką obsługą, prawidłowym ustaleniem relacji osi czaszki oraz 100% kompatybilnością do łuków twarzowych producentów AmannGirrbach i SAM®.

CORSOFIX S jest całkowicie zgodny we wszystkich zakresach z łukiem twarzowym SAM Axiomatic „Frankfurter Horizontale”.