

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:54

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/corsofix-s-p-770.html>

CORSOFIX S



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 525,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | GPA104 |
| Producent | MALZER DENTAL |

Opis produktu

Łuk twarzowy jest instrumentem do rejestracji pozycji szczęki pacjenta w stosunku do głów stawowych, stawu skroniowo-zuchwowego oraz przeniesienia tej relacji do artykulatora.

Seria łuków twarzowych CORSOFIX charakteryzuje się bardzo łatwą i szybką obsługą, prawidłowym ustaleniem relacji osi czaszki oraz 100% kompatybilnością do łuków twarzowych producentów AmannGirrbach i SAM®.

CORSOFIX S jest całkowicie zgodny we wszystkich zakresach z łukiem twarzowym SAM Axiomatic „Frankfurter Horizontale”.