

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dentiflex-22mm-m-6-szt-p-736.html>



## DENTIFLEX 22mm M (6 szt.)

Cena	<b>293,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TEM447</b>
Producent	<b>ROKO S.C.</b>

### Opis produktu

**DENTIFLEX** jest nowoczesnym tworzywem poliamidowym przeznaczonym do wykonywania estetycznych protez częściowych. Umożliwia całkowite wyeliminowanie metalowych elementów retencyjnych z częściowych protez osiadających i szkieletowych. Wyjątkowa elastyczność materiału umożliwia wykonanie estetycznych, praktycznie niewidocznych, elementów utrzymujących protezę.

Idealna czystość chemiczna DENTIFLEXU (poliamidu N 120M) sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- brak widocznych klamer – wysoka estetyka protezy
- wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczną
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu ze standardowymi protezami nylonowymi

- całkowita biozgodność – potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
- najniższa chłonność wilgoci wśród tworzyw dentystycznych
- łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
- większa wytrzymałość na przeginięcie
- wysoka stabilność koloru
- możliwość regulacji sztywności płyty
- brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
- DENTIFLEX CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

#### Dane techniczne

Temperatura formy 90-100 C  
Temperatura topienia 250 – 265 C  
Czas topienia 15-18 min

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**DENTIFLEX KOLOR:** DL-LIGHT , DR-REGULAR , DC-RED , NATURAL/TRANSPARENT