

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dentiflex-25mm-l-6-szt-p-464.html>



## DENTIFLEX 25mm L (6 szt.)

Cena	<b>331,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TEM433</b>
Producent	<b>ROKO S.C.</b>

### Opis produktu

**DENTIFLEX** jest nowoczesnym tworzywem poliamidowym przeznaczonym do wykonywania estetycznych protez częściowych. Umożliwia całkowite wyeliminowanie metalowych elementów retencyjnych z częściowych protez osiadających i szkieletowych. Wyjątkowa elastyczność materiału umożliwia wykonanie estetycznych, praktycznie niewidocznych, elementów utrzymujących protezę.

Idealna czystość chemiczna DENTIFLEXU (poliamidu N 120M) sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- brak widocznych klamer - wysoka estetyka protezy
- wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczną
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu ze standardowymi protezami nylonowymi

- całkowita biogodność - potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
- najniższa chłonność wilgoci wśród tworzyw dentystycznych
- łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
- większa wytrzymałość na przeginięcie
- wysoka stabilność koloru
- możliwość regulacji sztywności płyty
- brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
- DENTIFLEX CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

Normal021MicrosoftInternetExplorer4 **Dane techniczne**

Temperatura formy 90-100 C

Temperatura topienia 250 - 265 C

Czas topienia 17-19 min

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**DENTIFLEX KOLOR:** DL-LIGHT , DR-REGULAR , DC-RED , NATURAL/TRANSPARENT