

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dentiflex-25mm-l-6-szt-p-464.html>



DENTIFLEX 25mm L (6 szt.)

Cena	331,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM433
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

DENTIFLEX jest nowoczesnym tworzywem poliamidowym przeznaczonym do wykonywania estetycznych protez częściowych. Umożliwia całkowite wyeliminowanie metalowych elementów retencyjnych z częściowych protez osiadających i szkieletowych. Wyjątkowa elastyczność materiału umożliwia wykonanie estetycznych, praktycznie niewidocznych, elementów utrzymujących protezę.

Idealna czystość chemiczna DENTIFLEXU (poliamidu N 120M) sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- brak widocznych klamer – wysoka estetyka protezy
- wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczną
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia

Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu ze standardowymi protezami nylonowymi

- całkowita biogodność – potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
- najniższa chłonność wilgoci wśród tworzyw dentystycznych
- łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
- większa wytrzymałość na przeginięcie
- wysoka stabilność koloru
- możliwość regulacji sztywności płyty
- brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
- DENTIFLEX CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

Normal021MicrosoftInternetExplorer4 **Dane techniczne**
Temperatura formy 90-100 C
Temperatura topienia 250 - 265 C
Czas topienia 17-19 min

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DENTIFLEX KOLOR: DL-LIGHT , DR-REGULAR , DC-RED , NATURAL/TRANSPARENT