

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dentiflex-25mm-m-p-478.html>



## DENTIFLEX 25mm M

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>56,60 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>TEM440</b>     |
| Producent        | <b>ROKO S.C.</b>  |

### Opis produktu

**DENTIFLEX** jest nowoczesnym tworzywem poliamidowym przeznaczonym do wykonywania estetycznych protez częściowych. Umożliwia całkowite wyeliminowanie metalowych elementów retencyjnych z częściowych protez osiadających i szkieletowych. Wyjątkowa elastyczność materiału umożliwia wykonanie estetycznych, praktycznie niewidocznych, elementów utrzymujących protezę.

Idealna czystość chemiczna DENTIFLEXU (poliamidu N 120M) sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- brak widocznych klamer – wysoka estetyka protezy
- wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczną
- brak reszkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu ze standardowymi protezami nylonowymi

- całkowita biozgodność – potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
- najniższa chłonność wilgoci wśród tworzyw dentystycznych
- łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
- większa wytrzymałość na przeginięcie
- wysoka stabilność koloru
- możliwość regulacji sztywności płyty
- brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
- DENTIFLEX CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

#### Dane techniczne

Temperatura formy 90-100 C  
Temperatura topienia 250 – 265 C  
Czas topienia 15-18 min

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**DENTIFLEX KOLOR:** DL-LIGHT , DR-REGULAR , DC-RED , NATURAL/TRANSPARENT