

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:47

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dentilloy-hx-kostki-p-301.html>



## DENTILLOY HX KOSTKI

Cena **111,10 zł**

Numer katalogowy **ODM285**

### Opis produktu

Wysokogatunkowy stop przeznaczony do odlewania protez szkieletowych. Dzięki nowej recepturze charakteryzuje się wysokim stopniem czystości i doskonałymi właściwościami topnienia i płynięcia. Umożliwia uzyskanie udanych odlewów protez o skomplikowanych kształtach.

Moduł elastyczności i granica plastyczności zostały tak dobrane, że nawet przy znacznych przeciążeniach w płycie i kłamrach protezy nie powstają trwałe odkształcenia.