
Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 07:45

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dmuchawka-maestro-p-1202.html>

Dmuchawka MAESTRO



Cena	390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZLA013

Opis produktu

Dmuchawka laboratoryjna na sprężone powietrze.
Bardzo cicha dysza, dmuchawka posiada możliwość regulacji strumienia przepływu powietrza.

Parametry techniczne:

- maksymalne ciśnienie - 6 Bar
- wydajność - 250 l/min. przy ciśnieniu 6 Bar
- długość - 146 mm
- średnica - 22 mm
- waga - 90 g