

---

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 21:47

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodont.com/dmuchawka-maestro-p-1202.html>

## Dmuchawka MAESTRO



Cena	<b>390,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ZLA013</b>

### Opis produktu

Dmuchawka laboratoryjna na sprężone powietrze.  
Bardzo cicha dysza, dmuchawka posiada możliwość regulacji strumienia przepływu powietrza.

**Parametry techniczne:**

- maksymalne ciśnienie - 6 Bar
- wydajność - 250 l/min. przy ciśnieniu 6 Bar
- długość - 146 mm
- średnica - 22 mm
- waga - 90 g