

Dane aktualne na dzień: 06-07-2026 21:26

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodont.com/dmuchawka-soft-p-1270.html>



Dmuchawka Soft

Cena **75,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ZLA014**

Opis produktu

Dmuchawka laboratoryjna na sprężone powietrze ze złączką skręcaną do wężyka o średnicy 6/4,5 mm.

UWAGA:

istnieje możliwość wyboru typu złączki:

- skręcana na wężyk 6/4,5 mm
- choinka na wężyk 6/4,5 mm
- szybkozłączka wtykowa na wężyk 6/4,5 mm
- kompresorowa DN10

Parametry techniczne:

- długość bez złączki - 90 mm
- długość ze złączką skręcaną - 110 mm
- średnica - 25 mm
- waga - 70 g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP ZŁĄCZKI: SKRĘCANĄ , WTYKOWA , CHOINKOWA , KOMPRESOROWA