

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 21:05

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dokatech-1v-naczynko-do-wosku-p-887.html>

DOKATECH 1V - naczynko do wosku



Cena	383,80 zł
------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	MDU495
------------------	---------------

Opis produktu

Analogowy podgrzewacz do topienia wosku z ceramicznym tygłem. Regulacja temperatury bezstopniowo poprzez potencjometr.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V/50Hz,
- Moc: 60 W;
- Zakres temperatur 50-120 °C;
- Dokładność utrzymania temperatury: 1 °C;
- Czas topienia wosku: 8-12 min.
- Pojemność tygla: 20 ml
- Wymiary: 9,0 x 9,8 x 6,5 cm;
- Waga: 250 g