

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dokatech-2v-naczynko-do-wosku-p-889.html>

## DOKATECH 2V - naczynko do wosku



Cena	<b>424,20 zł</b>
------	------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>MDU496</b>
------------------	---------------

### Opis produktu

Cyfrowy podgrzewacz do topienia wosku z ceramicznym tygłem. Regulacja temperatury bezstopniowo poprzez mikroprzełączniki.

#### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V/50Hz,
- Moc: 60 W;
- Zakres temperatur 50-120 °C;
- Dokładność utrzymania temperatury: 1 °C;
- Czas topienia wosku: 6-12 min.
- Pojemność tygla: 20 ml
- Wymiary: 9,0 x 9,8 x 6,5 cm;
- Waga: 250 g