

## DUOSTAR



Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>ODU452</b>
------------------	---------------

Producent	<b>BEGO</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Wielofunkcyjny dzięki połączeniu piaskarki precyzyjnej z piaskarką obiegową. Z wmontowanym zasysaniem i oświetleniem diodowym w komorze piaskowania i dyszy piaskującej do optymalnego, bezcieniowego oświetlenia.

Zalety:

- Do dokładnego usuwania masy osłaniającej i tlenków w celu uniknięcia niepożądanych reakcji biologicznych u pacjenta;
- Oświetlenie diodowe zapewnia 10 krotnie większą żywotność niż tradycyjne żarówki;
- Szklany wziernik zabezpieczony przez wyłącznik magnetyczny: Przy otwieraniu piaskowanie jest natychmiast przerywane.