

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dynamic-d3-mikrosilnik-protetyczny-p-1156.html>

DYNAMIC D3 - mikrosilnik protetyczny



Cena	2 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU120
Producent	RHODE

Opis produktu

Mikrosilnik bezszczotkowy

Niski poziom wibracji i hałasu.
Mikroprocesorowy regulator prędkości obrotowej wrzeciona.
System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem.
Automatyczny system zatrzymania przy przeciążeniu.
Pyłoszczelna i ergonomiczna obudowa ręczki.
Wybór kierunku obrotów prawe/lewe.
Sterowanie ręczne lub nożne.

Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

Parametry techniczne:

Sterownik:

- napięcie zasilania - 230V 50/60Hz
- waga - 2,74 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.) - 77 x 130 x 175 mm

Prostnica:

- moc: 100 W
- obroty: 0 - 50.000 obr/min
- moment obrotowy: 4,8 Ncm
- zacisk: 2,35 mm
- waga: 215 g
- wymiary (śr. x dł.): 27 x 157 mm