

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dynamic-d5-mikrosilnik-protetyczny-p-1157.html>

DYNAMIC D5 - mikrosilnik protetyczny



Cena **3 075,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **OBU121**

Producent **RHODE**

Opis produktu

Mikrosilnik bezszczotkowy

Niski poziom vibracji i hałasu.
Mikroprocesorowy regulator prędkości obrotowej wrzeciona z wyświetlaczem.
System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem.
Automatyczny system zatrzymania przy przeciążeniu.
Pyłoszczelna i ergonomiczna obudowa rączki.
Wybór kierunku obrotów prawe/lewe.
Sterowanie ręczne lub nożne.
Wyświetlacz błędów.

Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

Parametry techniczne:

Sterownik:

- napięcie zasilania - 230V 50/60Hz
- waga - 2,31 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.) - 100 x 160 x 210 mm

Prostnica:

- moc: 230 W
- obroty: 0 - 50.000 obr/min
- moment obrotowy: 8,0 Ncm
- zacisk: 2,35 mm
- waga: 204 g
- wymiary (śr. x dł.): 28 x 162 mm

