

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dynamic-d6-mikrosilnik-protetyczny-p-1252.html>



DYNAMIC D6 - mikrosilnik protetyczny

Cena	2 590,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	OBU127
------------------	---------------

Producent	RHODE
-----------	--------------

Opis produktu

Mikrosilnik protetyczny bezszczotkowy ze sterownikiem kolanowym, prostnicą oraz z dodatkowym pedałem nożnym .

Funkcje:

- automatyczna regulacja obrotów
- tempomat
- ochrona przed przegrzaniem
- wysoka moc przy niskich obrotach
- autodiagnoza i informacja o problemach

Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

Parametry techniczne:

Sterownik BL:

- napięcie zasilania: 230V 50/60Hz
- napięcie wyjściowe: max. 30 V
- waga: 2,9 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 240 x 83 x 290 mm

Prostnica BL:

- moc: 200W
- obroty: 0 - 60.000 obr/min
- moment obrotowy: 7,5 Ncm
- waga: 190 g
- wymiary (śr. x dł.): 27 x 158 mm
- zacisk: Ø 2,35 mm

