

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dynamic-d7-mikrosilnik-protetyczny-p-1159.html>

DYNAMIC D7 - mikrosilnik protetyczny



Cena **3 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **OBU122**

Producent **RHODE**

Opis produktu

Nowa generacja superwydajnego mikrosilnika do laboratorium dentystycznego, o nowoczesnej i prostej konstrukcji z wycuciem technologii. Wyposażony w prostnicę o dużej prędkości 55000 obr./min i momencie obrotowym 8,5 Ncm.

Jest to główny produkt RHODE w 2023 roku.

Niski poziom wibracji i hałasu.

Mikroprocesorowy regulator prędkości obrotowej wrzeciona z wyświetlaczem LCD.

System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem.

Automatyczny system zatrzymania przy przeciążeniu.

Pyłoszczelna i ergonomiczna obudowa rączki.

Wybór kierunku obrotów prawe/lewe.

Sterowanie ręczne lub nożne.

Wyświetlacz błędów.

Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

Parametry techniczne:

Sterownik:

- napięcie zasilania - 230V 50/60Hz
- waga - 4,27 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.) - 128 x 185 x 175 mm

Prostnica:

- moc: 240 W
- obroty: 0 - 55.000 obr/min
- moment obrotowy: 8,5 Ncm
- zacisk: 2,35 mm
- waga: 204 g
- wymiary (śr. x dł.): 28 x 162 mm

