


Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dysk-dental-direkt-pmma-98h20-p-1185.html>



Dysk Dental Direkt PMMA 98H20

Cena	80,00 zł
Cena poprzednia	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	K1.10.20

Opis produktu

Dysk, krążek akrylowy PMMA temp MED

Kolor: A2

Wymiary 98,5 x 20 mm

Biokompatybilny, medyczny materiał polimerowy.

Wysoka odporność na pękanie i obciążenie zginające

Niska zawartość resztkowego monomeru

Producent: Dental Direkt GmbH, Niemcy

Zalecane frezy jednostrzowe.