

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/easyprint-max-system-druku-3d-16k-z-zestawem-startowym-p-1228.html>

EASYPrint MAX - system druku 3D 16K z zestawem startowym



Cena **5 990,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **CCU461**

Opis produktu

REDEFINIUJ PRECYZJĘ W SWOIM LABORATORIUM:

EASYPrint - precyzja druku 3D dla techników dentystycznych
EASYPrint - kompletny system druku 3D dla stomatologów techników dentystycznych, którzy chcą drukować lepiej, szybciej i taniej.

EASYPrint to nie tylko drukarka - to kompletny, w pełni zoptymalizowany ekosystem, który daje Ci przewagę w pracowni już od pierwszego dnia.

1. Najlepsza drukarka udoskonalona przez ekspertów ROKO.

W zestawie otrzymujesz topową drukarkę 3D, którą nasz zespół specjalistów zrekonfigurował, usprawnił i dopracował, aby pracowała:

- szybciej,
- dokładniej,
- stabilniej niż jakiegokolwiek urządzenie w tej klasie.

Efekt? - Niespotykana precyzja i powtarzalność, której oczekujesz od sprzętu do zastosowań stomatologicznych.

2. Profesjonalny zestaw akcesoriów do post-processingu

W EASYPrint znajdziesz również kompletny zestaw startowy, który pozwala Ci od razu rozpocząć pracę:

- prawidłowe mycie,
- skuteczne utwardzanie,
- czyste i bezpieczne wykończenie modeli.

Jednym słowem — wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć stomatologiczne wydruki 3D w jakości profesjonalnej, bez konieczności inwestowania w zakup dodatkowych urządzeń.

EASYPrint - idealny wybór dla tych, którzy chcą drukować na najwyższej jakości żywicach protetycznych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i rekonfiguracji urządzenia powstał produkt, który stwarza nieograniczony zakres drukowania:

- modeli protetycznych pełnych i dzielonych
- prac do odlewania w żywicach typu CAST

-
- koron tymczasowych i długoczasowych (temporary i permanent)
 - modeli masek dziąsłowych (gingiva);
 - łyżek indywidualnych (tray);
 - szyn nagryzowych (splint);
 - szablonów implantologicznych (surgical guide)
 - protez ruchomych

EASYPrint – druk 3D w Twojej pracowni na poziomie PRO.

Jeśli chcesz drukować lepiej, szybciej i z pełną kontrolą — EASYPrint jest dla Ciebie. To rozwiązanie, które daje stomatologowi i technikowi przewagę technologiczną bez obciążania budżetu.

W zestawie otrzymujesz:

- drukarkę Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
- myjkę Any Cubic Wash
- lampę do utwardzania Cure 3
- niezbędne narzędzia (lejek, sitko, szpatułki silikonową i metalową, obcinak do supportów)
- butelka ze spryskiwaczem
- płyn do czyszczenia
- 2 kg żywicy wg preferencji użytkownika

Parametry druku:

- Technologia drukowania: mSLA (Masked Stereolithography)
- Obszar drukowania: 219 x 123 x 220 mm
- Grubość warstwy: 10 ÷ 200 µm
- Rozdzielczość XY: 14 x 19 µm (15.120 x 6.230 px)
- Precyzja osi Z: 20 µm
- Prędkość drukowania: do 150 mm/h
- Żywica: standardowe fotopolimerowe, ABS-like, na bazie roślin, itp.
- Długość fali 405 nm

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 100 ÷ 240 V; 50/60 Hz; 6 A
- Ekran LCD: monochromatyczny, 10" 16K
- Ochrona ekranu LCD: hartowane szkło o twardości 9H
- Metoda łączności: USB, WiFi
- Ekran dotykowy: 4-calowy ekran pojemnościowy
- Wymiary: 548 x 327 x 329 mm
- Waga: 16,1 kg