

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/elite-lampa-bakteriobojcza-uv-c-dwufunkcyjna-p-1098.html>

ELITE - lampa bakteriobójcza UV-C dwufunkcyjna



Cena	3 105,80 zł
Dostępność	Dostępny 4-6 tygodni
Numer katalogowy	DEU007
Producent	RHODE

Opis produktu

RHODE UV-C ELITE jest urządzeniem przeznaczonym do suchej sterylizacji powietrza działającym w oparciu o promieniowanie UV-C, które eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśń.

Ten model sterylizatora jest wyposażony w lampy wewnętrzne oraz jedną lub dwie dodatkowe zewnętrzne lampy bezpośredniego działania, co zapewnia pełny zakres dezynfekcji pomieszczenia.

Podczas obecności personelu i pacjentów w pomieszczeniu sterylizacja odbywa się wewnątrz komory urządzenia. Kiedy ludzie przebywają na zewnątrz, zostaje włączona lampa bezpośrednio naświetlająca pomieszczenie.

Obydwa systemy mogą pracować jednocześnie, co wymiennie zwiększa skuteczność sterylizacji.

Powietrze wciągnięte do wnętrza komory sterylizatora przechodzi przez filtr przeciw kurzowy umieszczony blisko wlotu. Tutaj większe cząstki są blokowane zapobiegając zanieczyszczeniu odbłyśników lampy bakteriobójczej. Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez niskociśnieniową lampę rtęciową, która dzięki promieniom UV-C o precyzyjnie emitowanej długości fali 253,7 nm unicestwia wszystkie mikroorganizmy. Wysoki współczynnik odbicia zwierciadeł komory koncentruje promienie UV-C podnosząc efektywność oddziaływania promieniowania. Powracające zdezynfekowane i oczyszczone powietrze jest wypuszczane przez dyszę końcową, co kończy proces efektywnego oczyszczania.

Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza o wydajności nawet do 150 m³/h.

Największą zaletą systemu jest całkowite zniwelowanie zagrożenia dla osób przebywających w pomieszczeniu podczas pracy promienników wewnętrznych urządzenia, gdyż emisja zewnętrzna UV-C jest zredukowana do zera.

Sterylicator dwufunkcyjny umożliwia stosowanie niezależnego naświetlania pomieszczenia poprzez załączenie zewnętrznych promienników UV-C. W takiej sytuacji zabrania się przebywania ludzi oraz zwierząt w sterylizowanym pomieszczeniu.



Sterylicacja dla najbardziej wymagających.

Maksymalne wyposażenie w standardzie z pełną automatyką programowania całego tygodnia. Nowoczesny design oraz nieograniczony limit dostępnych kolorów sprawia, że sterylizatory RHODE UV-C ELITE wkomponują się w każde pomieszczenie.

W odróżnieniu od rozwiązań przemysłowych doskonale dopasowują się do elegancko zaaranżowanej przestrzeni. W wersji ELITE CHROMME obudowa pokryta trzywarstwowym lakierem, a elementy konstrukcji wykonane z ręcznie polerowanego aluminium. RHODE ELITE ozdobi każde pomieszczenie niezależnie od tego, czy jest to gabinet lekarski, biuro czy mieszkanie