

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:40

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/exocad-modul-full-denture-wersja-flex-p-935.html>

EXOCAD moduł FULL DENTURE wersja Flex



Cena	3 030,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CCO210
Producent	EXOCAD

Opis produktu

Exocad® DentalCAD inteligentne oprogramowanie do projektowania konstrukcji dentystycznych. Cyfrowe rozwiązanie dla tradycyjnych protez akrylowych. Program umożliwia cyfrową analizę modelu i na jej podstawie przedstawia sugerowane ustawienie zębów. Tak przygotowaną protezę można zlecić do druku 3D, frezowania lub kombinacji obu metod.

UWAGA:

- do pracy modułu konieczne jest nabycie wersji podstawowej oprogramowania Exocad.