


Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:14

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/exocad-modul-model-creator-wersja-core-p-919.html>

EXOCAD moduł MODEL CREATOR wersja Core



Cena	7 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CCO105
Producent	EXOCAD

Opis produktu

Exocad® DentalCAD inteligentne oprogramowanie do projektowania konstrukcji dentystycznych. Pozwala na cyfrowe wykonywanie modeli na podstawie skanów wycisków lub danych pochodzących ze skanerów wewnątrzustnych:

- modele dzielone
 - monolityczne modele z ruchomymi słupkami
 - modele z replikami implantów
- UWAGA:**
- do pracy modułu konieczne jest nabycie wersji podstawowej oprogramowania Exocad.