


Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 21:06

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/exocad-modul-model-creator-wersja-flex-p-930.html>

EXOCAD moduł MODEL CREATOR wersja Flex



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 222,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | CCO205 |
| Producent | EXOCAD |

Opis produktu

Exocad® DentalCAD inteligentne oprogramowanie do projektowania konstrukcji dentystycznych. Pozwala na cyfrowe wykonywanie modeli na podstawie skanów wycisków lub danych pochodzących ze skanerów wewnątrz ustnych:

- modele dzielone
- monolityczne modele z ruchomymi słupkami
- modele z replikami implantów

UWAGA:

- do pracy modułu konieczne jest nabycie wersji podstawowej oprogramowania Exocad.