


Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 21:53

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/exocad-modul-xsnap-wersja-core-p-1163.html>

## EXOCAD moduł xSNAP wersja Core



Cena	<b>1 700,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>CCO115</b>
Producent	<b>EXOCAD</b>

### Opis produktu

**Exocad® DentalCAD** inteligentne oprogramowanie do projektowania konstrukcji dentystycznych.

Moduł pozwala na wydrukowanie przegubowego systemu 3D głowy sferycznej wraz z modelami górnej i dolnej szczęki w celu precyzyjnego symulowania ruchu żuchwy (protruzja, mediotruzja i laterotruzja).

Moduł xSNAP działa wyłącznie z modułem Model Creator.

**UWAGA:**

- do pracy modułu konieczne jest nabycie wersji podstawowej oprogramowania Exocad.