


Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 02:51

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/exocad-modul-xsnap-wersja-flex-p-1164.html>

EXOCAD moduł xSNAP wersja Flex



Cena	1 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CCO116
Producent	EXOCAD

Opis produktu

Exocad® DentalCAD inteligentne oprogramowanie do projektowania konstrukcji dentystycznych.

Moduł pozwala na wydrukowanie przegubowego systemu 3D głowy sferycznej wraz z modelami górnej i dolnej szczęki w celu precyzyjnego symulowania ruchu żuchwy (protruzja, mediotruzja i laterotruzja).

Moduł xSNAP działa wyłącznie z modułem Model Creator.

UWAGA:

- do pracy modułu konieczne jest nabycie wersji podstawowej oprogramowania Exocad.