

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/expander-3-kg-gips-ekspansyjny-p-210.html>

## EXPANDER (3 kg) - gips ekspansyjny



Cena	<b>89,90 zł</b>
------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>TEM201</b>
------------------	---------------

### Opis produktu

Gips ekspansyjny EXPANDER jest przeznaczony do wykonywania modeli roboczych w technologii wtrysku tworzyw termoplastycznych na bazie acetalu (np. BIOCETAL).

Zadaniem gipsu jest skuteczna kompensacja skurczu tworzywa po wtrysku i możliwie najlepsze dopasowanie protez termoplastycznych do pola protetycznego. Współczynnik ekspansji oraz skład gipsu zostały precyzyjnie dobrane w wyniku ponad 2 lat doświadczeń i analiz różnych produktów. Formuła gipsu zapewnia optymalne efekty. Zaletą gipsu jest możliwość regulacji ekspansji.